

Kompass | Schall- und Ultraschallspitzen für die Parodontalbehandlung

Produkt- und Anwendungsempfehlungen für die zahnärztliche Praxis



Subgingivale Konkremententfernung

Seitenzahnflächen:

Schall: SF4L/R, SF10L/R
Schall **Quick**: SFQ4L/R, SFQ10L/R
Ultraschall **EM1**: PL1, PL2
Ultraschall **SI1**: PE2, PE3, PE5, PE6
Ultraschall **KA1**: LU64, LU65
Ultraschall **ST1**: PFL, PFR

Frontzahnbereich:

Schall: SF4, SF10T
Schall **Quick**: SFQ4, SFQ10T
Ultraschall **EM1**: PL3
Ultraschall **SI1**: PE1, 4PS
Ultraschall **KA1**: LU63
Ultraschall **ST1**: PFU



Furkationsbehandlung

Ultraschall **EM1**: PL4, PL5
Schall: SF11
Schall **Quick**: SFQ11, SFQ24L/R, SFQ26, SFQ27




Wurzelglättung

Schall: SF10L/R, SF10T
Schall **Quick**: SFQ10L/R, SFQ10T
Ultraschall **EM1**: DPL3, HPL3



Original
Markenqualität
von Komet.


Anschluss Schall

REF	Figur
SF4.000	
SF4L.000	
SF4R.000	
SF10L.000	
SF10R.000	
SF10I.000	
SF11.000	

Schallspitzen sind einsetzbar:

im Komet Schallhandstück SF1LM/S, in den Scalern der Fa. W&H (Serie Proxeo® ZA-55/L/LM/M/LS und Proxeo® ST ZE-55RM/BC, Serie Synea® ZA-55/L/LM/M oder der Serie Alegra® ST ZE-55RM/BC), im SONICflex™-Handstück der Fa. KaVo (Serie 2000N/L/X/LX oder Serie 2003N/L/X/LX), im SIROAIR L der Fa. Sirona®, in NSK Ti-Max Serie S970L/KL/SL Schallhandstücken (jedoch nur Parospitzen SF4/L/R)


Anschluss Schall Quick

REF	Figur
SFQ4.000	
SFQ4L.000	
SFQ4R.000	
SFQ10L.000	
SFQ10R.000	
SFQ10I.000	
SFQ11.000	
SFQ24L.000	
SFQ24R.000	
SFQ26.000	
SFQ27.000	

Schallspitzen Quick sind einsetzbar:

im Komet Schallhandstück SFQ2008L/LS, im SONICflex™ quick Schallhandstück der Fa. KaVo, Serie 2008/S/L/LS


Anschluss Ultraschall ST1

REF	Figur
PFU.ST1	
PFL.ST1	
PFR.ST1	

Ultraschallspitzen ST1 sind einsetzbar:

im Handstück Newtron, Newtron LED, Newtron SLIM und Newtron SLIM B.LED der Firma Satelec®, die in den Antrieben Newtron P5 (XS), Suprasson P5 Booster, P5 Newtron (LED) (XS), P-MAX Newtron (XS) und Prophymax Newtron Verwendung finden sowie in Varios 2 und Varios 2 LUX, die in den Antrieben Varios 970 und Varios 370 der Firma NSK Verwendung finden


Anschluss Ultraschall EM1

REF	Figur
PL1.EM1	
PL2.EM1	
PL3.EM1	
PL4.EM1	
PL5.EM1	
DPL3.EM1	
HPL3.EM1	

Ultraschallspitzen EM1 sind einsetzbar:

im Piezon® Master 700, Minimaster®, Minimaster® LED und MiniPiezon® der Fa. EMS, im Titanus® E der Fa. TEKNE DENTAL


Anschluss Ultraschall SI1

REF	Figur
PE1.SI1	
PE2.SI1	
PE3.SI1	
4PS.SI1	
PE5.SI1	
PE6.SI1	

Ultraschallspitzen SI1 sind einsetzbar:

im Periosonic für PerioScan, SIROSONIC/L und SIRONSONIC TL der Fa. Sirona®, die in den Behandlungseinheiten TENEO und SINIUS Verwendung finden

Anschluss Ultraschall KA1

REF	Figur
LU63.KA1	
LU64.KA1	
LU65.KA1	

Ultraschallspitzen KA1 sind einsetzbar:

im PIEZOlux™ oder SONOsoft/SONOsoft LUX der Fa. KaVo