



# Bestellhilfe | Diamant

---





Höchste Qualität.  
Made in Germany.  
Seit 1923 in Familienbesitz.



Direktvertrieb ohne Zwischenhändler.  
Unser/e Fachberater/innen besuchen  
Sie gerne.



Bestellen Sie im Komet Online Shop  
mit vielen zeitsparenden Extras.



Ihr persönliches Bestellfax,  
jetzt auch online unter „Meine Produkte“.



Garantierte Lieferung innerhalb 24 Std.,  
wenn Sie bis 15.30 Uhr bestellt haben.



Unsere Hotline-Mitarbeiter/innen beraten  
Sie gerne ☎ +49 5261 701700

### Bestellmöglichkeiten

Sie können die Bestellung Ihres gewünschten Instrumentariums mit Hilfe der Komet® REF-Nr. oder des ISO-Nummernsystems vornehmen.

Beide Möglichkeiten garantieren in der Vorgehensweise der Bestellbeispiele einen reibungslosen Ablauf Ihrer Bestellung bei Komet.

#### Komet Bestellnummer

Notieren Sie bitte die blaue REF-Nummer/ Schaftart-Nummer + die jeweilige Größenangabe.

8830.314. ...

+

014

#### ISO Bestellnummer

Nach ISO notieren Sie bitte die schwarze ISO-Nummer + die jeweilige Größenangabe.

806 314 233514 ...

+

014

### Diamant-Körnungen



ultrafein

8 µm



- mittel

107 µm \*



extrafein

25 µm



grob

151 µm \*



fein

46 µm



supergrob

181 µm \*



\* Die Korngröße kann in Abhängigkeit von Instrumentenform und -größe bei einzelnen Instrumenten vom genannten Wert abweichen.

Die im Text genannten Produkte und Bezeichnungen sind zum Teil marken-, patent- und urheberrechtlich geschützt. Aus dem Fehlen eines besonderen Hinweises bzw. des Zeichens ® darf nicht geschlossen werden, dass kein rechtlicher Schutz besteht.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung auch von Teilen daraus, sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

Produkt- und Farbänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Stand: März 2020

### Maximale Drehzahl



100 min<sup>-1</sup>



500 min<sup>-1</sup>



800 min<sup>-1</sup>



1.000 min<sup>-1</sup>



5.000 min<sup>-1</sup>



6.000 min<sup>-1</sup>



7.000 min<sup>-1</sup>



8.000 min<sup>-1</sup>



10.000 min<sup>-1</sup>



15.000 min<sup>-1</sup>



16.000 min<sup>-1</sup>



20.000 min<sup>-1</sup>



25.000 min<sup>-1</sup>



30.000 min<sup>-1</sup>



35.000 min<sup>-1</sup>



40.000 min<sup>-1</sup>



50.000 min<sup>-1</sup>



60.000 min<sup>-1</sup>



70.000 min<sup>-1</sup>



80.000 min<sup>-1</sup>



90.000 min<sup>-1</sup>



100.000 min<sup>-1</sup>



120.000 min<sup>-1</sup>



140.000 min<sup>-1</sup>



150.000 min<sup>-1</sup>



160.000 min<sup>-1</sup>



300.000 min<sup>-1</sup>

























































450.000 min<sup>-1</sup>


























ohne Angaben










**Präparations-  
instrumente**



















-   
806 314 001524  
● **8801.314.035** ▣
-   
806 314 001524  
**801.314.006**
-   
806 314 001524  
**801.314.007**
-   
806 314 001524  
**801.314.008**
-   
806 314 001524  
**801.314.009**
-   
806 314 001524  
**801.314.010**
-   
806 314 001524  
**801.314.012**
-   
806 314 001524  
**801.314.014**
-   
806 314 001524  
**801.314.016**
-   
806 314 001524  
**801.314.018**
-   
806 314 001524  
**801.314.023** +
-   
806 313 001524  
**801.313.010**
-   
806 313 001524  
**801.313.014**
-   
806 313 001524  
**801.313.018**
-   
806 314 001494  
○ **801UF.314.023** +
-   
806 314 001504  
● **801EF.314.007**
-   
806 314 001504  
● **801EF.314.018**
-   
806 314 001504  
● **801EF.314.023** +
-   
806 314 001504  
● **801EF.314.025** ▣
-   
806 314 001504  
● **801EF.314.029** ▣
-   
806 314 001514  
● **8801.314.007**
-   
806 314 001514  
● **8801.314.012**
-   
806 314 001514  
● **8801.314.014**
-   
806 314 001514  
● **8801.314.018**
-   
806 314 001514  
● **8801.314.023** +
-   
806 314 001514  
● **8801.314.025** ▣
-   
806 314 001514  
● **8801.314.029** ▣




















-   
806 314 001514  
● **8801.314.035** ▣
-   
806 314 001524  
**801.314.006**
-   
806 314 001524  
**801.314.007**
-   
806 314 001524  
**801.314.008**
-   
806 314 001524  
**801.314.009**
-   
806 314 001524  
**801.314.010**
-   
806 314 001524  
**801.314.012**
-   
806 314 001524  
**801.314.014**
-   
806 314 001524  
**801.314.016**
-   
806 314 001524  
**801.314.018**
-   
806 314 001524  
**801.314.023** +
-   
806 314 001524  
**801.314.029** ▣
-   
806 314 001524  
**801.314.035** ▣
-   
806 314 001534  
● **6801.314.009**
-   
806 314 001534  
● **6801.314.010**
-   
806 314 001534  
● **6801.314.012**
-   
806 314 001534  
● **6801.314.014**
-   
806 314 001534  
● **6801.314.016**
-   
806 314 001534  
● **6801.314.018**
-   
806 314 001534  
● **6801.314.023** +
-   
806 314 001534  
● **6801.314.029** ▣
-   
806 314 001534  
● **6801.314.035** ▣
-   
806 314 001544  
● **5801.314.016**
-   
806 314 001544  
● **5801.314.023** +
-   
806 315 001524  
**801.315.012**
-   
806 315 001524  
**801.315.016**
-   
806 204 001504  
● **801EF.204.023** ▣

-   
806 204 001514  
● **8801.204.018** ▣
-   
806 204 001514  
● **8801.204.023** ▣
-   
806 204 001514  
● **8801.204.029** ▣
-   
806 204 001524  
**801.204.009** ▣
-   
806 204 001524  
**801.204.010** ▣
-   
806 204 001524  
**801.204.012** ▣
-   
806 204 001524  
**801.204.014** ▣
-   
806 204 001524  
**801.204.016** ▣
-   
806 204 001524  
**801.204.018** ▣
-   
806 204 001524  
**801.204.023** ▣
-   
806 204 001524  
**801.204.029** ▣
-   
806 204 001524  
**801.204.035** ▣
-   
806 314 697524  
**801L.314.016** +
-   
806 314 697534  
● **6801L.314.016** +
-   
806 314 002524  
**802.314.009**
-   
806 314 002524  
**802.314.010**
-   
806 314 002524  
**802.314.012**
-   
806 314 002524  
**802.314.014**
-   
806 314 002524  
**802.314.016**
-   
806 314 002524  
**802.314.018**
-   
806 314 002534  
● **6802.314.010**
-   
806 314 002534  
● **6802.314.012**
-   
806 314 002534  
● **6802.314.014**




































































-   
806 314 010524  
● **805.314.009**
-   
806 314 010524  
**805.314.010**
-   
806 314 010524  
**805.314.012**
-   
806 314 010524  
**805.314.014**
-   
806 314 010524  
**805.314.016**
-   
806 314 010524  
**805.314.018**
-   
806 314 010524  
**805.314.023** +
-   
806 314 010534  
● **6805.314.012**
-   
806 314 010534  
● **6805.314.014**

-   
806 314 225524  
**807.314.012**
-   
806 314 225524  
**807.314.016**
-   
806 314 225524  
**807.314.018**
-   
806 314 032524  
**813.314.010**
-   
806 314 032524  
**813.314.014**
-   
806 314 032524  
**813.314.016**
-   
806 314 032524  
**813.314.018**
-   
806 314 019524  
**806.314.009**
-   
806 314 019524  
**806.314.010**
-   
806 314 019524  
**806.314.012**
-   
806 314 019524  
**806.314.014**
-   
806 314 019524  
**806.314.016**
-   
806 314 019524  
**806.314.018**
-   
806 314 019534  
● **6806.314.010**
-   
806 314 019534  
● **6806.314.012**
-   
806 314 019534  
● **6806.314.014**
-   
806 314 232524  
**822.314.008**
-   
806 314 232524  
**822.314.009**

806 313 233524  
**830.313.012**806 314 233504  
**830EF.314.010**806 314 233504  
**830EF.314.012**806 314 233504  
**830EF.314.014**806 314 233514  
**8830.314.010**806 314 233514  
**8830.314.012**806 314 233514  
**8830.314.014**806 314 233524  
**830.314.007**806 314 233524  
**830.314.008**806 314 233524  
**830.314.009**806 314 233524  
**830.314.010**806 314 233524  
**830.314.012**806 314 233524  
**830.314.014**806 314 233524  
**830.314.016**806 314 233534  
**6830.314.010**806 314 233534  
**6830.314.012**806 314 233534  
**6830.314.014**806 314 233534  
**6830.314.016****S6830L.314.012****S6830L.314.014****S6830L.314.016****S6830L.314.018****S6830L.315.014**806 313 234524  
**830L.313.014**806 314 234504  
**830LEF.314.012**806 314 234514  
**8830L.314.010**806 314 234514  
**8830L.314.012**806 314 234514  
**8830L.314.014**806 314 234524  
**830L.314.010**806 314 234524  
**830L.314.012**806 314 234524  
**830L.314.014**806 314 234524  
**830L.314.016**806 314 234524  
**830L.314.018**806 314 234534  
**6830L.314.012**806 314 234534  
**6830L.314.014**806 314 234534  
**6830L.314.016**806 314 234534  
**6830L.314.018**806 314 234544  
**5830L.314.014****S6830RL.314.012****S6830RL.314.014****S6830RL.314.016****S6830RL.314.018**806 314 238514  
**8830RL.314.012**806 314 238514  
**8830RL.314.016**806 314 238524  
**830RL.314.012**806 314 238524  
**830RL.314.014**806 314 238524  
**830RL.314.016**806 314 238524  
**830RL.314.018**806 314 238534  
**6830RL.314.012**806 314 238534  
**6830RL.314.014**806 314 238534  
**6830RL.314.016**806 314 238534  
**6830RL.314.018****10839.314.012** +**10839.314.014****10839.314.016**806 314 150524  
**839.314.012** +**S6835KR.314.012****S6835KR.314.014**









806 314 164494  
○ **852UF.314.014**

806 314 164504  
● **852EF.314.014**

806 314 164514  
● **8852.314.012**

806 314 164514  
● **8852.314.014**

806 314 164524  
● **852.314.012**

806 314 164524  
● **852.314.037** ▫

806 314 164534  
● **6852.314.012**

806 314 164534  
● **6852.314.023** +



806 314 699494  
○ **955UF.314.008** +

806 314 699504  
● **955EF.314.008** +

806 314 699514  
● **8955.314.008** +



806 314 159504  
● **956EF.314.010**

806 314 159514  
● **8956.314.010**



806 313 165524  
● **858.313.014** +

806 314 165494  
○ **858UF.314.014** +

806 314 165504  
● **858EF.314.010** +

806 314 165504  
● **858EF.314.014** +

806 314 165514  
● **8858.314.010** +

806 314 165514  
● **8858.314.014** +

806 314 165524  
● **858.314.010** +

806 314 165524  
● **858.314.014** +

806 314 165524  
● **858.314.016**

806 314 165534  
● **6858.314.014** +



806 314 166494  
○ **859UF.314.014** +

806 314 166504  
● **859EF.314.010** +

806 314 166504  
● **859EF.314.014** +

806 314 166504  
● **859EF.314.018** +

806 314 166514  
● **8859.314.010** +

806 314 166514  
● **8859.314.014** +

806 314 166514  
● **8859.314.018** +

806 314 167524  
● **859.314.010** +

806 314 166524  
● **859.314.018** +

806 314 166534  
● **6859.314.018** +



● **S6850.314.014** +

● **S6850.314.016** +

● **S6850.314.018** +



806 314 199514  
● **8850.314.012** +

806 314 199514  
● **8850.314.014** +

806 314 199514  
● **8850.314.016** +

806 314 199514  
● **8850.314.018** +

806 314 199524  
● **850.314.012** +

806 314 199524  
● **850.314.014** +

806 314 199524  
● **850.314.016** +

806 314 199524  
● **850.314.018** +

806 314 199524  
● **850.314.023** +

806 314 199534  
● **6850.314.012** +

806 314 199534  
● **6850.314.014** +

806 314 199534  
● **6850.314.016** +

806 314 199534  
● **6850.314.018** +

806 314 199534  
● **6850.314.023** +

806 314 199544  
● **5850.314.016** +



806 314 223514  
● **8868.314.012** +

806 314 223514  
● **8868.314.016**

806 314 223524  
● **868.314.012** +

806 314 223524  
● **868.314.016**



● **S6845KR.314.018**

● **S6845KR.314.025** ▫



806 314 544504  
● **845KREF.314.016**

806 314 544504  
● **845KREF.314.018**

806 314 544504  
● **845KREF.314.025** ▫

806 314 544514  
● **8845KR.314.016**

806 314 544514  
● **8845KR.314.018**

806 314 544514  
● **8845KR.314.021** +

806 314 544514  
● **8845KR.314.025** ▫

806 314 544524  
● **845KR.314.016**

806 314 544524  
● **845KR.314.018**

806 314 544524  
● **845KR.314.021** +

806 314 544524  
● **845KR.314.025** ▫



● **845KRD.314.025**



806 314 545504  
● **846KREF.314.016**

806 314 545514  
● **8846KR.314.016**

806 314 545514  
● **8846KR.314.018**

806 314 545524  
● **846KR.314.016**


















































806 314 545524  
● **846KR.314.018**




● **S6847KR.314.014**


● **S6847KR.314.016**



● **S6847KR.314.018**











- 


---
- 


---
- 806 314 195504  
 **957EF.314.007**
- 


---
- 806 314 195504  
 **957EF.314.009**
- 


---
- 806 314 195514  
 **8957.314.007**
- 



---
- 806 314 195514  
 **8957.314.009**
- 



---
- 


---
- 806 314 194524  
**849.314.010**
- 



---
- 806 314 194524  
**849.314.012**
- 


---
- 806 314 194524  
**849.314.016**
- 



---
- 806 314 194534  
 **6849.314.012**
- 



---
- 806 314 194534  
 **6849.314.016**
- 


---
- 


---
-  **8849P.314.016** ▣
- 


---
- 



---
- 806 314 197514  
 **8855.314.012**
- 



---
- 806 314 197514  
 **8855.314.025** ▣
- 



---
- 806 314 197524  
**855.314.012**
- 


---
- 806 314 197524  
**855.314.014**
- 

---
- 806 314 197524  
**855.314.025** ▣
- 


---
- 806 314 197534  
 **6855.314.012**
- 


---
- 806 314 197534  
 **6855.314.025** ▣
- 


---
- 806 314 197544  
 **5855.314.025** ▣
- 



---
- 



---
- 855D.314.016**







- 


---
- 


---
-  **S6856.314.012**
- 


---
-  **S6856.314.014**
- 



---
-  **S6856.314.016**
- 



---
-  **S6856.314.018**
- 



---
-  **S6856.314.021** +



- 



---
- 



---
- 806 313 198534  
 **6856.313.016**
- 



---
- 806 314 198504  
 **856EF.314.012** +
- 



---
- 806 314 198504  
 **856EF.314.016**
- 



---
- 806 314 198514  
 **8856.314.012** +
- 



---
- 806 314 198514  
 **8856.314.014**
- 



---
- 806 314 198514  
 **8856.314.016**
- 



---
- 806 314 198514  
 **8856.314.018**
- 



---
- 806 314 198514  
 **8856.314.021** +
- 



---
- 806 314 198524  
 **856.314.012** +
- 



---
- 806 314 198524  
 **856.314.014**
- 



---
- 806 314 198524  
 **856.314.016**
- 



---
- 806 314 198524  
 **856.314.018**
- 



---
- 806 314 198534  
 **6856.314.012** +
- 



---
- 806 314 198534  
 **6856.314.014**
- 


---
- 806 314 198534  
 **6856.314.016**
- 


---
- 806 314 198534  
 **6856.314.018**
- 


---
- 806 314 198534  
 **6856.314.021** +
- 



---
- 806 314 198544  
 **5856.314.014**
- 



---
- 806 314 198544  
 **5856.314.016**
- 



---
- 806 314 198544  
 **5856.314.018**



- 



---
- 



---
-  **8856P.314.016** ▣
- 



---
-  **8856P.314.018** ▣
- 


---
-  **8856P.314.021** ▣
- 


---
-  **856P.314.016** ▣
- 


---
-  **856P.314.018** ▣
- 


---
-  **856P.314.021** ▣
- 


---
-  **6856P.314.018** ▣
- 


---
-  **6856P.314.021** ▣


- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 

---
- 

---
- 

---
- 

---
- 

---
- 

---

- 

---
- 

---
-  **S6856XL.314.021** +
- 

---
- 

---
- 

---
- 

---
- 

---
- 

---
- 

---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---


- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 

---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---


- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 

---
- 


---
- 


---
- 



---
- 


---
- 



---


- 



---
- 


---
- 806 313 288514  
 **8877.313.012**
- 



---
- 


---
- 806 313 288534  
 **6877.313.012**
- 



---
- 


---
- 806 314 288514  
 **8877.314.009** ▣
- 



---
- 


---
- 806 314 288514  
 **8877.314.010** ▣
- 



---
- 


---
- 806 314 288514  
 **8877.314.012**
- 



---
- 


---
- 806 314 288514  
 **8877.314.014**
- 



---
- 


---
- 806 314 288514  
 **8877.314.016**
- 



---
- 


---
- 806 314 288524  
 **877.314.009** ▣
- 



---
- 


---
- 806 314 288524  
 **877.314.010** ▣
- 


---
- 


---
- 806 314 288524  
 **877.314.012**
- 


---
- 


---
- 806 314 288534  
 **6877.314.010** ▣
- 


---
- 


---
- 806 314 288534  
 **6877.314.012**


- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 

---
- 

---
- 

---
- 

---
- 

---
- 

---

- 

---
- 

---
- 

---
- 

---
- 

---
- 

---
- 

---
- 

---
- 

---
- 

---
- 

---
- 

---
- 

---
- 

---
- 

---
- 


---
- 

---
- 

---
- 

---
- 

---



806 313 289514  
● **8878.313.012** +

806 313 289524  
● **878.313.012** ▣

806 313 289534  
● **6878.313.014**

806 314 289504  
● **878EF.314.012** +

806 314 289504  
● **878EF.314.014**

806 314 289514  
● **8878.314.010** ▣

806 314 289514  
● **8878.314.012** +

806 314 289514  
● **8878.314.014**

806 314 289514  
● **8878.314.016**

806 314 289524  
● **878.314.010** ▣

806 314 289524  
● **878.314.012** +

806 314 289524  
● **878.314.014**

806 314 289524  
● **878.314.016**

806 314 289534  
● **6878.314.010** ▣

806 314 289534  
● **6878.314.012** +

806 314 289534  
● **6878.314.014**

806 314 289534  
● **6878.314.016**

806 314 289544  
● **5878.314.014**



● **S6879.314.012** ▣

● **S6879.314.014** +

● **S6879.314.016** +

● **S6879.314.018** +

● **S6879.314.018** +

● **S6879.314.014** +

● **S6879.314.016** +

● **S6879.314.018** +



806 314 290504  
● **879EF.314.012** ▣

806 314 290504  
● **879EF.314.014** +

806 314 290514  
● **8879.314.010** ▣

806 314 290514  
● **8879.314.012** ▣

806 314 290514  
● **8879.314.014** +

806 314 290514  
● **8879.314.016** +

806 314 290514  
● **8879.314.018** +

806 314 290524  
● **879.314.010** ▣

806 314 290524  
● **879.314.012** ▣

806 314 290524  
● **879.314.014** +

806 314 290534  
● **6879.314.012** ▣

806 314 290534  
● **6879.314.014** +

806 314 290534  
● **6879.314.016** +



● **S6879L.314.014** ▣



806 314 291514  
● **8879L.314.014** ▣

806 314 291524  
● **879L.314.014** ▣



● **8878P.314.014** ▣

● **6878P.314.014** ▣



806 314 296534  
● **6876K.314.012**



806 314 297514  
● **8877K.314.014**

806 314 297514  
● **8877K.314.016**

806 314 297524  
● **877K.314.012**

806 314 297524  
● **877K.314.014**

806 314 297524  
● **877K.314.016**

806 314 297534  
● **6877K.314.012**

806 314 297534  
● **6877K.314.014**

806 314 297534  
● **6877K.314.016**

806 314 297534  
● **6877K.314.018**

806 314 297534  
● **6877K.314.021** +

806 314 297544  
● **5877K.314.016**



● **S6878K.314.012** +

● **S6878K.314.014**

● **S6878K.314.016**

● **S6878K.314.018**

● **S6878K.314.021** +



806 314 298514  
● **8878K.314.012** +

806 314 298514  
● **8878K.314.014**

806 314 298514  
● **8878K.314.016**

806 314 298514  
● **8878K.314.018**

806 314 298514  
● **8878K.314.021** +

806 314 298524  
● **878K.314.012** +

806 314 298524  
● **878K.314.014**

806 314 298524  
● **878K.314.016**

806 314 298524  
● **878K.314.018**

806 314 298524  
● **878K.314.021** +

806 314 298534  
● **6878K.314.012** +

806 314 298534  
● **6878K.314.014**

806 314 298534  
● **6878K.314.016**

806 314 298534  
● **6878K.314.018**

806 314 298534  
● **6878K.314.021** +

806 314 298534  
● **6878K.314.023** +

806 314 298544  
● **5878K.314.016**

806 314 298544  
● **5878K.314.018**



● **8878KP.314.018** ▣

● **8878KP.314.021** ▣

● **878KP.314.018** ▣

● **878KP.314.021** ▣



● **S6879K.314.014** +

● **S6879K.314.016** +

● **S6879K.314.018** +

● **S6879K.314.021** +



806 314 299514  
● **8879K.314.012** +

806 314 299514  
● **8879K.314.014** +

806 314 299514  
● **8879K.314.016** +

806 314 299514  
● **8879K.314.018** +

806 314 299514  
● **8879K.314.021** +

806 314 299524  
● **879K.314.012** +

806 314 299524  
● **879K.314.014** +

806 314 299524  
● **879K.314.016** +

806 314 299524  
● **879K.314.018** +

806 314 299534  
● **6879K.314.012** +

806 314 299534  
● **6879K.314.014** +

806 314 299534  
● **6879K.314.016** +

806 314 299534  
● **6879K.314.018** +

806 314 299534  
● **6879K.314.021** +

806 314 299534  
● **6879K.314.023** +
































806 314 299544  
● **5879K.314.016** +

806 314 299544  
● **5879K.314.018** +



● **8879KP.314.018** ▣

● **879KP.314.018** ▣





806 313 249534  
● **6862.313.012** +

806 314 249494  
○ **862UF.314.012** +

806 314 249504  
● **862EF.314.010** +

806 314 249504  
● **862EF.314.012** +

806 314 249504  
● **862EF.314.014** +

806 314 249504  
● **862EF.314.016** +

806 314 249514  
● **8862.314.010** +

806 314 249514  
● **8862.314.012** +

806 314 249514  
● **8862.314.014** +

806 314 249514  
● **8862.314.016** +

806 314 249524  
● **862.314.010** +

806 314 249524  
● **862.314.012** +

806 314 249524  
● **862.314.014** +

806 314 249524  
● **862.314.016** +

806 314 249534  
● **6862.314.012** +

806 314 249534  
● **6862.314.014** +

806 314 249534  
● **6862.314.016** +

806 314 249544  
● **5862.314.012** +

806 204 249504  
● **862EF.204.012** +

806 204 249514  
● **8862.204.012** +

806 204 249524  
● **862.204.014** +



806 314 250494  
○ **863UF.314.012** +

806 314 250504  
● **863EF.314.010** +

806 314 250504  
● **863EF.314.012** +

806 314 250504  
● **863EF.314.016** +

806 314 250514  
● **8863.314.010** +

806 314 250514  
● **8863.314.012** +

806 314 250514  
● **8863.314.014** +

806 314 250514  
● **8863.314.016** +

806 314 250524  
● **863.314.012** +

806 314 250524  
● **863.314.016** +

806 314 250534  
● **6863.314.012** +

806 314 250534  
● **6863.314.014** +

806 314 250534  
● **6863.314.016** +

806 314 250544  
● **5863.314.016** +

806 204 250514  
● **8863.204.012** +

806 204 250524  
● **863.204.012** +

806 204 250524  
● **863.204.016** +




806 314 251514  
● **8864.314.014** +

806 314 251524  
● **864.314.014** +



806 314 304524  
● **825.314.016** +

806 314 304524  
● **825.314.023** +




● **S6863.314.012** +

● **S6863.314.014** +

● **S6863.314.016** +

Veneertechnik



● **868BP.314.018** +

● **868BP.314.020** +



● **868B.314.018** +

● **868B.314.020** +



806 314 552524  
● **834.314.016** +


806 314 552524  
● **834.314.021** +



● **6844.314.014** +

● **6844.314.016** +

OccluShaper



● **8370.314.030** +

● **8370.314.035** +

● **370.314.030** +

● **370.314.035** +

Spezialformen



806 314 263524  
● **369.314.025** +



806 314 473514  
● **8804.314.009** +



806 314 463524  
● **833A.314.025** +



806 314 466514  
● **8833.314.031** +



806 314 033514  
● **8899.314.021** +

806 314 033514  
● **8899.314.027** ▣

806 314 033514  
● **8899.314.031** ▣

806 314 033524  
**899.314.021** +

806 314 033524  
**899.314.027** ▣


806 314 033524  
**899.314.031** ▣



806 314 507534  
● **6369A.314.023** +



806 314 038524  
**811.314.033** ▣



806 314 038524  
**811.314.037** ▣



● **973EF.314.021** +

● **8973.314.021** +

**973.314.021** +



806 314 465504  
● **392EF.314.016**

806 314 465514  
● **8392.314.016**



806 314 068524  
**909.314.040** ▣

806 314 068524  
**909.314.055** ▣



806 314 068534  
● **6909.314.040** ▣

806 314 068544  
● **5909.314.040** ▣

806 204 068524  
**909.204.040** ▣

806 204 068524  
**909.204.055** ▣



● **8905.313.018** +

● **8905.313.023** ▣

● **8905.313.027** ▣

● **8905.313.031** ▣

**905.313.018** +

**905.313.023** ▣

**905.313.027** ▣

**905.313.031** ▣

### PrepMarker



0.5  
**DM05.314.009** ▣

1.0  
**DM10.314.009** ▣

1.5  
**DM15.314.009** ▣

2.0  
**DM20.314.009** ▣

### Mikro- präparation



**889M.313.007** +

● **8889M.314.007** +

**889M.314.007** +

**838M.313.007** +

● **8838M.314.007** +

**838M.314.007** +

**830M.313.012** ▣

● **8830M.314.012** ▣

**830M.314.012** ▣

● **8830M.314.012** ▣

**830M.314.012** ▣

**830RM.313.009** +

● **8830RM.314.009** +

**830RM.314.009** +

**835KRM.314.008** ▣

**835KRM.314.010** ▣

**883AM.314.007** ▣

**955AM.314.007** ▣

**957AM.314.007** ▣



**953M.313.014** ▣

● **8953M.314.014** ▣

**953M.314.014** ▣

**953AM.313.014** ▣

● **8953AM.314.014** ▣

**953AM.314.014** ▣

**801M.314.010** ▣

**801M.314.012** ▣

**830AM.314.008** ▣

**830AM.314.010** ▣

**835KRM.314.008** ▣

**835KRM.314.010** ▣

**883AM.314.007** ▣

**955AM.314.007** ▣

**957AM.314.007** ▣

**957AM.314.007** ▣

**ZR-Schleifer für Vollkeramiken**



○ ZR8972.314.020 +

○ ZR972.314.020 +



○ ZR8863.314.014 +

○ ZR863.314.014 +

**Kronentrenner für Vollkeramiken**

**Composite-entferner**



○ ZR6801.314.010

○ ZR6801.314.014

○ ZR6801.314.018

○ ZR6801.314.023



○ ZR8801L.315.008 +

○ ZR8801L.315.010 +

○ ZR8801L.315.014 +

○ ZR8801L.315.018 +

○ ZR801L.315.012 +

○ ZR801L.315.014 +

○ ZR6801L.315.014 +

○ ZR6801L.315.018 +



○ ZR8390L.315.014 +

○ ZR390L.315.014 +



○ ZR6881.314.012

○ ZR6881.314.016

○ ZR8881.315.016 +



○ ZR8856.314.025 +

○ ZR6856.314.025 +



○ ZR6830L.314.014



○ ZR8850.314.016

○ ZR850.314.016

○ ZR6850.314.016



○ ZR8862.314.016

○ ZR862.314.016

○ ZR6862.314.016



○ ZR8379.314.014

○ ZR8379.314.023 +

○ ZR379.314.014

○ ZR379.314.023 +

○ ZR6379.314.014

○ ZR6379.314.023 +



○ ZR8379L.315.014 +

○ ZR8379L.315.023 +

○ ZR379L.315.014 +


**Jack**



○ 4ZRS.314.016



○ 4ZR.314.012



○ 4ZR.314.014



○ 4COMP.314.012



○ ZR6805.314.018



○ ZR6807.314.016







○ ZR8390.314.016

○ ZR6390.314.016





**Hubfeilen zur Füllungsbearbeitung**



-  **DF1EF.000.**
-  **DF1F.000.**
-  **DF1.000.**
-  **DF1C.000.**


**Finierscheibe**



**952.900.140** ●



330 204 608000 **310.204.** ◆



330 104 608000 **310.104.** ◆

**PA-Behandlung**



806 204 267504 ● **831EF.204.012** ●

806 204 267514 ● **8831.204.012** ●

806 204 267524 ● **831.204.012** ●



806 204 258504 ● **832EF.204.014** ●

806 204 258514 ● **8832.204.014** ●

806 204 258524 ● **832.204.014** ●



806 204 268504 ● **831LEF.204.012** ●

806 204 268514 ● **8831L.204.012** ●



806 204 259504 ● **832LEF.204.014** ●

806 204 259514 ● **8832L.204.014** ●

**Chirurgie/ Implantologie**



**242.104.018** ■

**242.104.021** ■

**242.104.023** ■

**242.104.029** ■

**242.104.031** ■


**242.104.035** ■

**242.104.040** ◆


**242.104.050** ◆




**D254.314.012** ■




806 204 361524 **943CH.204.065** ◆



806 204 361524 **943CH.204.080** ◆



806 205 361524 **943CH.205.065** ◆



806 205 361524 **943CH.205.080** ◆

- **WS 25**
- **WS 25 F**
- **WS 25 EF**
- **WS 25 A**



	10	10	10
	●	●	●
<b>Körnung</b>	<b>mittel</b> (45 µm)	<b>fein</b> (30 µm)	<b>extrafein</b> (15 µm)
<b>Stärke mm</b>	0,13	0,10	0,08
<b>Breite (B) mm</b>	2,5	2,5	2,5
<b>Länge mm</b>	148	148	148

● <b>WS 25</b>	●		
● <b>WS 25 F</b>		●	
● <b>WS 25 EF</b>			●

<b>Sortiment 15 St.</b>	5	5	5
-------------------------	---	---	---

<b>WS 25 A</b>	●		
----------------	---	--	--

Wabenstreifen, rostfreier Edelstahl, zum mehrmaligen Gebrauch



- **WS 37**
- **WS 37 F**
- **WS 37 EF**
- **WS 37 A**



	10	10	10
	●	●	●
<b>Körnung</b>	<b>mittel</b> (45 µm)	<b>fein</b> (30 µm)	<b>extrafein</b> (15 µm)
<b>Stärke mm</b>	0,13	0,10	0,08
<b>Breite (B) mm</b>	3,75	3,75	3,75
<b>Länge mm</b>	148	148	148

● <b>WS 37</b>	●		
● <b>WS 37 F</b>		●	
● <b>WS 37 EF</b>			●

<b>Sortiment 15 St.</b>	5	5	5
-------------------------	---	---	---

<b>WS 37 A</b>	●		
----------------	---	--	--

Wabenstreifen, rostfreier Edelstahl, zum mehrmaligen Gebrauch

- DS 25
- DS 25 F
- DS 25 EF
- DS 25 A



	10	10	10
	●	●	●
Körnung	mittel (45 µm)	fein (30 µm)	extrafein (15 µm)
Stärke mm	0,13	0,10	0,08
Breite (B) mm	2,5	2,5	2,5
Länge mm	148	148	148

● DS 25	•		
● DS 25 F		•	
● DS 25 EF			•

Sortiment 15 St.	5	5	5
------------------	---	---	---

#### DS 25 A

	•		
--	---	--	--

Diamantstreifen, rostfreier Edelstahl, zum mehrmaligen Gebrauch

- DS 37
- DS 37 F
- DS 37 EF
- DS 37 A



	10	10	10
	●	●	●
Körnung	mittel (45 µm)	fein (30 µm)	extrafein (15 µm)
Stärke mm	0,13	0,10	0,08
Breite (B) mm	3,75	3,75	3,75
Länge mm	148	148	148

● DS 37	•		
● DS 37 F		•	
● DS 37 EF			•

Sortiment 15 St.	5	5	5
------------------	---	---	---

#### DS 37 A

	•		
--	---	--	--

Diamantstreifen, rostfreier Edelstahl, zum mehrmaligen Gebrauch





Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo

Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Verkauf Deutschland:

Telefon +49 (0) 5261 701-700

Telefax +49 (0) 5261 701-289

info@kometdental.de

www.kometdental.de

Komet Austria Handelsagentur GmbH

Hellbrunner Straße 15

5020 Salzburg · Austria

Telefon +43 (0) 662 829-434

Telefax +43 (0) 662 829-435

info@kometdental.at

www.kometdental.at

Export:

Telefon +49 (0) 5261 701-0

Telefax +49 (0) 5261 701-329

export@kometdental.de

www.kometdental.de