



ETNA

Die Premiumlinie der
DCB-Schleifer für die effektive
Bearbeitung von Zirkonoxid.




DCB3BA.104.040

ETNA revolutioniert die Keramikbearbeitung und ist die neue Premiumlinie der DCB-Schleifer. Die neuen ETNA-Schleifer heben die Bearbeitung von keramischen Materialien auf ein völlig neues Level. Diese Produktlinie zeichnet sich durch eine außergewöhnlich hohe Schneidleistung und eine besonders lange Lebensdauer aus. Die ETNA-Schleifer sind in allen geometrischen Formen erhältlich und für alle Keramiken geeignet. Durch die optimierte Bindung bleibt die Wärmeentwicklung minimal, was eine schonende, dennoch effektive Bearbeitung ermöglicht. Ein spezielles Diamantkorn mit optimierten Schneideigenschaften sorgt für einen hohen Abtrag und eine feine Oberflächenbeschaffenheit.

VORTEILE

- Außergewöhnlich lange Lebensdauer
- Effektiv auf sämtlichen Keramiken, inklusive Zirkonoxid
- Geringe Wärmeentwicklung, dadurch besonders materialschonend
- Hohe Diamantkornkonzentration in einer stabilen Spezialbindung
- Hohe Form- und Kantenstabilität
- Feine Oberflächenergebnisse, optimal für die anschließende Politur

ANWENDUNGSHINWEISE

-  opt. 10 000 - 12 000 min⁻¹
- Mit wenig Druck arbeiten



Entdecken Sie ETNA
in unserem kometstore.de