


## Instrumentenständer selbst designen!

Welche Eigenschaften verbindet der Zahnarzt zuerst mit einem Instrumentenständer? Übersichtlichkeit, einfache Reinigung, Desinfektion und Sterilisation und eine lange Haltbarkeit. Zu diesen Qualitätskriterien kommt bei Komet ein praktischer Aspekt hinzu: die große Vielfalt, die in jedem Fall die unverwechselbaren Wünsche der Praxis treffen.

Abb. 1:  
Individuelle Belaserung möglich.



### /// Hoch individualisierbar

Alle Instrumentenständer von Komet bestehen aus rostfreiem Edelstahl oder thermostabilen Kunststoffen. Es gibt keine Vertrübungen oder Kontaktrosionen, die glänzende Ästhetik bleibt erhalten. Die Instrumentenständer aus Edelstahl sind mit Silikonstopfen ausgestattet, die einen sicheren Transport gewährleisten und durch sieben Stopfen-Farben individuell bestückbar sind. Außerdem ist eine individualisierte Belaserung möglich: ein Schriftzug am Innenteil und der Ständeraußenfläche macht sie unverwechselbar und zu Unikaten für die Praxis. In einem Bestellformular können sämtliche Gestaltungswünsche angegeben und nach Lemgo transferiert werden.

Komet Edelstahlständer unterstützen also eine rationale, leicht dokumentierbare und schlussendlich wirtschaftliche Praxisorganisation. Ach ja, und schön für das Auge sind sie auch.

### /// Instrumentenmanagement-Broschüre

Die Instrumentenständer sind Teil des Instrumentenmanagement-Konzepts von Komet. Da ist die kostenlose Broschüre zum Instrumenten-Management von Komet geradezu ein Glücksgriff. Darin werden Aufbereitung und Aufbewahrung von zahnärztlichen Instrumenten auf 20 Seiten anschaulich präsentiert. Die Seiten fassen zusammen, was hygienisch korrekt aufgestellte Praxen benötigen – von der praktischen Herstellerinformation bis hin zum Spüladapter. Die diversen Hilfestellungen von Komet werden darin in sechs Kapiteln übersichtlich dargestellt. Die Broschüre kann über den persönlichen Fachberater oder direkt aus Lemgo angefordert werden. Grundsätzlich lässt Komet seine Kunden also nie mit dem Produkt allein: Es ist immer an wertvolle Zusatzinformationen geknüpft. VAuch auf der Homepage können weiterführende Informationen über die 3500 Qualitätsprodukte abgerufen werden – von der korrekten Anwendung, bis hin zur Reinigung und Abrechnung.

Oralchirurgen benötigen andere Instrumentenständer als allgemein tätige Kollegen, Kliniken arbeiten mit anderen Umfängen als Praxiszahnärzte. Während früher auf großen Instrumentenständern 30 und mehr Instrumente Platz fanden (die allesamt wieder aufbereitet werden mussten, weil möglicherweise Aerosol-belastet) hat Komet den Trend hin zu kleineren, hoch individuellen Sets losgetreten. Ein breites Angebot an Instrumentenständern erlaubt nun ein vernünftiges Abwägen zwischen Wirtschaftlichkeit und Sicherheit: groß, klein, hoch, tief, für die Prophylaxe, die Endodontie, für Schallspitzen und vieles mehr.

Abb. 2:  
Instrumentenmanagement auf einen Blick



#### KONTAKT

Komet Dental  
Gedr. Brasseler GmbH & Co KG  
Trophagener Weg 25  
32657 Lemgo  
Telefon: 05261/701-700  
Telefax: 05261/701-289  
E-Mail: info@kometdental.de  
Internet: www.kometdental.de

