

PiezoLine

Scaler/Perio | A, P, PS, PL3.EM1



|| max. 2 mm



Leistungsstufe/Power Level Piezon® & Titanus®*

Indikation/Indication

		niedrig low	mittel medium	hoch fast
Scaler	A			
	B, C, P			
	PS			
Implantatprophylaxe/ Implant prophylaxis	SF1982			
Paro/Perio	PL1 – PL5			

*Piezon® ist eine eingetragene Marke der Fa. EMS, Schweiz · Titanus® ist eine eingetragene Marke der Fa. TEKNE DENTAL, Italien

*Piezon® is a registered trademark of Co. EMS, Switzerland · Titanus® is a registered trademark of Co. TEKNE DENTAL, Italy

Hinweis: hohe Durchflussrate (mind. 50 ml/min.)

Note: High flow rate (at least 50 ml/min.)

© 03/2019 · 411698V5

 erlaubt/permittet

 nur kurzfristig erlaubt/permittet for a short time only

 nicht geeignet bzw. erlaubt/not suitable or permittet