

PiezoLine

Scaler/Perio | A, P, PS, PL3


















|| max. 2 mm



Nivel de potencia/Power Level Piezon® & Titanus®*

Indicación/Indication

		bajo low	medio medium	alto high
Scaler	A			
	B, C, P			
	PS			
Profilaxis de implantes/ Implant prophylaxis	SF1982			
Tratamientos periodontales/Perio	PL1 - PL5			

*Piezon® es una marca registrada de la empresa EMS, Suiza - Titanus® es una marca registrada de la empresa TEKNE DENTAL, Italia

*Piezon® is a registered trademark of Co. EMS, Switzerland - Titanus® is a registered trademark of Co. TEKNE DENTAL, Italy

Nota: Alto caudal (al menos 50 ml/min.)

Note: High flow rate (at least 50 ml/min.)

© 10/2014 - 411816V2

 permitido/permitted

 permitido sólo brevemente/permitted for a short time only

 prohibido/not permitted