

PiezoLine

Skalery/Perio | A, P, PS, PL3


















|| maks. 2 mm
|| max. 2 mm



Wskazania/Indication

Poziom mocy/Power Level Piezon® & Titanus®*

		niski low	średni medium	wysoki high
Skalery/Scaler	A			
	B, C, P			
	PS			
Higiena implantów/ Implant prophylaxis	SF1982			
Periodontologia/Perio	PL1 – PL5			

*Piezon® jest zastrzeżoną marką firmy EMS, Szwajcaria · Titanus® jest zastrzeżoną marką firmy TEKNE DENTAL, Włochy

*Piezon® is a registered trademark of Co. EMS, Switzerland · Titanus® is a registered trademark of Co. TEKNE DENTAL, Italy

Uwaga: wysoki przepływ (min. 50 ml/min.)

Note: High flow rate (at least 50 ml/min.)

© 10/2014 · 411827V2

 dozwolony/permitted

 dozwolony wyłącznie krótkookresowo/permitted for a short time only

 niedozwolony/not permitted