



MinutenSpray

Solution pour la désinfection et le nettoyage des surfaces.



Solution prête à l'emploi, sans aldéhyde et sans phénol pour la désinfection et le nettoyage rapides des surfaces et des dispositifs médicaux non-critiques et du mobilier comme par exemple les manettes d'unit, les tablettes, l'unit, etc...

- Sans aldéhyde et sans phénol
- Action rapide

Composants

Contenu pour 100 g de Solution active :

- 45 g éthanol
- 15 g isopropanol
- 0,1 g digluconate de chlorhexidine
- 0,08 g trialkylethoxyammoniumpropionat
- 0,05 g dérivés d'alkylamine

Spectre et temps d'action

Bactéricide60 sec.

(y compris TBC et MRSA)

Fongicide.....60 sec.

(EN 1275 y compris candidas albicans)

Virucide HBV/HIV.....60 sec.

(actif contre les virus enveloppés selon RKI, par ex. HBV, HIV)

BVDV (virus modèle de l'hépatite C),

Influenza (H5N1, H1N1)30 sec.

HSV, Vaccinia (variole).....30 sec.

Adeno.....2 min.

Expertises

1. DR. H. BRILL, HAMBURG :
MRSA, 2009-07; EN 14561 + EN 14562, 2009-06; Langzeit/Remanenz inkl. EN 13697, 2008-01
2. PROF. DR. P. HEEG, TÜBINGEN :
DGHM, 1999-03
3. DR. J. HÖFFLER, HAMBURG :
EN 1040, 2009-05; EN 1275 + EN 1276, 2009-04
4. PROF. DDR. E. MARTH, GRAZ :
DGHM, 2002-07
5. PROF. DR. R. SCHUBERT, FRANKFURT/M. :
VAH inkl. EN 13624 + EN 13727, 2006-05
6. PROF. DR. H.-P. WERNER, SCHWERIN :
VAH, 2009-09; Viruzidie (DVV, Carriertest 2012), 2013-09
7. DR. J. STEINMANN, BREMEN :
Adeno, 2006-05; Vaccinia, 2006-05; BVDV, 2003-11 Virusinaktivierend: behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Influenza (inkl. H1N1 + H5N1), Herpes simplex, 2009-08; Corona Virus inkl. Mers-CoV, 2014-05

Anti-virucide : virus enveloppés dont HBV, HCV, HIV, Influenza (dont H1N1 + H5N1), Herpès simplex, 2009-08; Corona Virus dont Mers-CoV, 2014-05

Domaine d'utilisation

MinutenSpray s'utilise pour la désinfection rapide des surfaces : objets, tablettes, manettes d'units, appareils, touches de commande, mobilier, accoudoirs, poignées de porte etc.

N'utiliser que sur des surfaces résistantes à l'alcool ! (éviter cuir, bois vernis et peinture).

Consignes d'utilisation

Vaporiser soigneusement à env. 30 cm de distance des surfaces et des objets à désinfecter, étaler ensuite avec un papier à usage unique(par ex. Minuten Wipes) et laisser agir conformément au temps de contact préconisé.

Propriétés spécifiques

- Durée de conservation 3 ans
- **Biodégradable** conformément aux Directives de l'OCDE
- compatibilité avec les différents matériaux utilisés au cabinet dentaire
- Agréé par Sirona Dental

Conditionnements

AP 3005 Bidon 5 litres

Accessoires

AP 3003 Flacon spray, vide
9834A Bouchon verseur

Certification

Certificat
CE N° G1 06 03 29056 060

Produits de désinfection pour les surfaces des dispositifs médicaux non critiques.

Dispositif médical : Classe IIa
Organisme notifié : TÜV Süd GmbH (0123)
Fabricant : Alpro Medical GmbH
03/2015 - 412015V2
Pour toute information complémentaire se référer à la notice d'utilisation.

