

ident

02-14

Informationen für die zahnärztliche Praxis.



Von hier an steril. Der neue **Zero-Standard** von Komet®.

Extra wird zum Standard. Komet liefert ab sofort steril.

Mit Komet entdecken Sie bald einen neuen, reinen Mehrwert. Als neuen Service für unsere deutschen und österreichischen Kunden stellen wir in diesem Jahr unser zahnärztliches Standardsortiment auf eine serienmäßig sterile Auslieferung um. Und zwar ohne Aufpreis. Begonnen wird mit der Standardverpackung. Dieser neue Mehrwert hat einen Namen: es ist der neue Zero-Standard. Mit ihm setzt Komet mal wieder neue Maßstäbe im Service für seine Kunden. Die sterilen Instrumente sind sofort einsatzbereit, die bisher übliche Aufbereitung vor dem ersten Einsatz entfällt.

Der neue Zero-Standard. Null Zeit verschwenden.

Das ist reine Zeitersparnis: Der neue Zero-Standard für das Standardsortiment kommt in neuen, intelligenten Steril-Verpackungen und macht Ihren Praxis-Alltag schneller.

Die Verpackungen sind extrem übersichtlich und die Instrumente mit wenigen, einfachen Handgriffen sofort arbeitsbereit. So sorgt der neue Zero-Standard für ein perfekt praxisgerechtes und extrem einfaches Handling.

Wir schaffen Raum für Fortschritt.

Komet hat seine Firmenzentrale in Lemgo um ein 2.000m² umfassendes Logistikgebäude erweitert. Markantester Bestandteil dieses Gebäudes ist der 250m² große Reinraum. In dieser Einrichtung können jährlich über 10 Millionen Instrumente unter Reinraumbedingungen verpackt werden. Anschließend erfolgt die Gammasterilisation bei einem Fachunternehmen. Im Reinraum werden Produkte aus den Geschäftsbereichen Medical und Dental verpackt.



Mehr Info unter
komet-steril.de:



Das Spitzenteam expandiert. Komet® erweitert sein PiezoLine Ultraschallsortiment.

Qualität und Präzision – dies sind die Attribute mit denen sich die PiezoLine von Komet auszeichnet. Die neuen Ultraschallschallspitzen mit dem Anschlusstyp S11 sind einsetzbar im Handstück: PerioSonic für das Stand Alone Gerät PerioScan und im SIROSONIC/L® und SIROSONIC TL®, die in den Behandlungseinheiten TENEO® und SINIUS® der Firma Sirona Verwendung finden.



PiezoLine
© 410007



Das Komet Ultraschallschallspitzen-Sortiment bietet Ihnen somit eine Vielfalt an Spitzen für die Prophylaxe, die Parodontalbehandlung und die Implantatprophylaxe.

Die Vorteile der Komet Qualität liegen dabei auf der Hand: leichtes Handling aufgrund einer einheitlichen Figurenzuordnung am Schaft, lange Lebensdauer aufgrund eines hochwertig verarbeiteten Edelstahls, sowie ein exaktes Schwingungsverhalten für eine schmerzarme Behandlung.

Für weitere Informationen über unser gesamtes Ultraschallsortiment fordern Sie unsere PiezoLine Broschüre 410007 an.


Minimalinvasiv. Achsengerecht. Filigran.

Die neuen SonicLine Endo retro Spitzen. Unsere erfolgreiche SonicLine wird durch sieben diamantierte Schallspitzen für die retrograde, minimalinvasive Wurzelkanalaufbereitung im Rahmen der WSR ergänzt.

Die filigranen und doppelt abgewinkelten Spitzen sorgen für gute Sicht und eine achsen-gerechte Bearbeitung – auch bei beengten Platzverhältnissen. Probieren Sie sie aus!



Endodontie
© 410207



So spart man am Preis, nicht an der Qualität.

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich jetzt mit unseren hochwertigen Kronentrennern und Amalgamentfernern auszurüsten: echte Komet-Qualität zum Entfernen von Amalgam und Kronen. Wenn Sie sich jetzt mit Qualität bevorraten, lohnt es sich besonders.

Auszug aus unserem Kronentrenner-Sortiment:

H4MC.314.012
Keramikverblendungen
und Metallkronen

4ZR.314.012
Zirkonoxid

H34.314.010
NEM-Legierungen und Gold

H40.314.012
NEM-Legierungen und Gold

H35L.314.012
NEM-Legierungen und Gold

Unser Amalgamentferner:

H32.314.012

85 Instrumente

zum Vorteilspreis von

299,- €*

*Netto-Festpreis zzgl. ges. MwSt.
Zur Auswahl stehen diverse Kronentrenner und der Amalgamentferner H32. Die Mindestmenge pro Ausführung beträgt 5 Stück.

