


ident

03-14

Informationen für die zahnärztliche Praxis.



Sicher durch den Kanal gleiten. Der **PathGlider** von Komet.®

Maschinelle Präparation eines Gleitpfades.

Ein perfekter Gleitpfad ist enorm wichtig: Denn er ist das Fundament für jede erfolgreiche endodontische Behandlung. Mit dem PathGlider können Sie sich ein genaues Bild vom Wurzelkanal machen und bahnen gleichzeitig den später eingesetzten Aufbereitungsfeilen einen Weg. Nutzen Sie den neuen PathGlider in der Größe 015 oder 020 und erleben Sie Effizienz, Sicherheit und Komfort.

Maschinell statt rein manuell. Dafür gibt es viele Gründe:



Reduzieren Sie das Risiko von Kanalverlagerungen.

Dank des schmalen Tapers 03, hochflexiblem Nickel-Titan und nicht schneidender Instrumentenspitze folgt der PathGlider dem Kanalverlauf optimal und reduziert so das Risiko von Kanalverlagerungen und Stufenbildungen.

Zudem ist die maschinelle Erstellung des Gleitpfades mit dem PathGlider im Gegensatz zur manuellen Aufbereitung gerade im Bereich der Prämolaren und Molaren besonders komfortabel in der Anwendung. Die Frakturgefahr wird deutlich reduziert, das Risiko von Kreuzkontamination ausgeschlossen und der Aufwand für die Aufbereitung entfällt durch die Auslegung des PathGliders als sterile single-use Feile.



Sparen Sie Zeit.

Im Vergleich zur rein manuellen Gleitpfaderstellung spart der Anwender mit dem PathGlider wertvolle Zeit.



Gönnen Sie sich Komfort und Sicherheit.

Der einzigartige Drachenquerschnitt des PathGliders sorgt für eine gute Kontrolle der Feile im Kanal.



○ **PG03L25.204.015**
PathGlider



● **PG03L25.204.020**
PathGlider



PathGlider
© 413114

Hart ist denen noch zu weich: die Komet Spezialisten für die Bearbeitung von Hochleistungskeramiken.

Die Komet ZR-Schleifer sind geschaffen für die präzise Bearbeitung von Hochleistungskeramiken und sind im Praxisalltag nicht mehr wegzudenken. Das Beschleifen von Keramik-Abutments oder das Trepanieren und Einpassen von Keramik-Restaurationen aus Hochleistungskeramiken sind für den Zahnarzt eine tägliche Herausforderung.

Mit den ZR-Schleifern bietet Ihnen Komet unvergleichliche Spezialisten für diese besonderen Anforderungen. Eine Spezialbindung bindet die Diamantkörner dauerhaft ein, so dass die Schleifinstrumente gegenüber herkömmlichen Diamantinstrumenten eine höhere Abtragsleistung aufweisen. Mit der erheblich verbesserten Standzeit sparen Sie zudem zusätzlich Geld. Fazit: Arbeitserleichterung mit gleichzeitigem Spareffekt. Auf diesen Doppelnutzen sollten Sie nicht verzichten.

Zur anschließenden Politur empfehlen wir Set 4622:

Diamantkorn durchsetzte Polierer für Hochleistungskeramiken (z. B. ZrO_2)



4ZR.314.012

Tipp:
Zum Entfernen von ZrO_2 -Restaurationen empfehlen wir den Kronentrenner für Zirkonoxid.



ZR-Schleifer
© 410636

Auf den Kontakt gebracht.

Wabenstreifen von Komet eignen sich hervorragend für die Aufhebung des Kontaktpunktes im Rahmen der approximalen Schmelzreduktion. Die intelligente Wabenstruktur ermöglicht dabei einen effizienten Abtrag des entfernten Materials.

Mit den Diamantstreifen von Komet lassen sich gezielt approximale Überschüsse von Füllungen entfernen. Unsere praktische Verpackung im Q-Röhrchen mit transparentem Deckel erleichtert Ihnen die Lagerung und die Identifikation der Streifen.



In Kontakt mit Perfektion. Diamant- und Wabenstreifen.

Kaufen Sie zwei Sets Ihrer Wahl aus unserem Diamant- und Wabenstreifen-Sortiment und sparen Sie bares Geld dabei. Die Sortimente enthalten je 5 Stück der mittleren, feinen und extrafeinen Streifen – für ein perfektes Finale.

Diamantstreifen im Set **DS37A.000:**



5 x ● **DS37.000**



5 x ● **DS37F.000**



5 x ● **DS37EF.000**

Wabenstreifen im Set **WS37A.000:**



5 x ● **WS37.000**



5 x ● **WS37F.000**



5 x ● **WS37EF.000**

2 Sets Ihrer Wahl

zum Aktionspreis von

85,- €*

* Netto-Festpreis zzgl. ges. MwSt.
Nur solange der Vorrat reicht.
Die Aktion ist zeitlich begrenzt.

Hinweis: alle Diamant- und Wabenstreifen sind auch in einer Breite von 2,5 mm erhältlich.