



Fiche de sécurité et composition du matériel

1. Fabricant Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG, 32657 Lemgo, Allemagne
Nom commercial Pierre à déburrer - réf. 9750

2. Composition

- Oxyde d'aluminium
- Feldspath
- Argile
- Composants dangereux: non applicable

Frittage

3. Données physiques

- Point d'ébullition: non applicable
 - Pression de vapeur: non applicable
 - Densité de vapeur: non applicable
 - Solubilité dans l'eau: non soluble
 - Aspect: corps solide, blanc
-

4. Indications sur le danger d'inflammation et d'explosion

- ne s'enflamme pas et n'explose pas
-

5. Indications sur les dangers pour la santé

- ne pas respirer la poussière d'abrasif
-

6. Indications sur la réactivité

- ne pas mettre en contact avec les acides et la lessive
-

7. Méthode d'élimination des déchets

- non applicable
-

8. Informations sur une protection particulière

- humidifier à l'eau avant utilisation
-

9. Mesures de précautions spéciales

- stocker dans un endroit sec adapté

