



Fiche de sécurité et composition du matériel

1. Fabricant Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG, 32657 Lemgo, Allemagne
Nom commercial Disques abrasifs à liant résine synthétique

2. Composition

- Carbure de silicium ou oxyde d'aluminium
 - Résine phénolique durcie
-

3. Données physiques

Point d'ébullition:	non applicable
Pression de vapeur:	non applicable
Densité de vapeur:	non applicable
Solubilité dans l'eau:	non soluble
Aspect:	corps solide métallique différentes nuances de marron, gris et noir

4. Indications sur le danger d'inflammation et d'explosion

- ne s'enflamme pas et n'explose pas
-

5. Indications sur les dangers pour la santé

- ne pas respirer la poussière d'abrasif
-

6. Indications sur la réactivité

- ne pas mettre en contact avec les acides et la lessive
-

7. Méthode d'élimination des déchets

- non applicable
-

8. Informations sur une protection particulière

- en abrasant, utiliser un dispositif d'aspiration adapté
-

9. Mesures de précautions spéciales

- stocker dans un endroit sec adapté

