



Fiche de sécurité et composition du matériel

1. Fabricant Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG, 32657 Lemgo, Allemagne
Nom commercial Pâte à polir diamantée

2. Composition

- Mélange glykol-polyéthylène / polywachs
 - Composants dangereux: non applicable
-

3. Données physiques

Point de fusion: 55 - 58°C
Pression de vapeur: 0,1 mbar (20°C)
Densité de vapeur: 1,11 g/cm³
Solubilité dans l'eau: 1000 g/l (20°C)
Aspect et odeur: couleur claire, odeur légère à inexistante

4. Indications sur le danger d'inflammation et d'explosion

- point d'inflammation: 180°C DIN 51584
 - température d'allumage: 320°C DIN 51794
-

5. Indications sur les dangers pour la santé

- non applicable
-

6. Indications sur la réactivité

- non applicable
-

7. Méthode d'élimination des déchets

- aucune mesure particulière nécessaire
-

8. Informations sur une protection particulière

- aucune mesure particulière nécessaire
-

9. Mesures de précautions spéciales

- néant
- Utilisation uniquement hors bouche

