


ident

01-16

Informationen für das zahntechnische Labor.



**EM 2016
France**



Die Traumelf fürs Labor.

Komet® Fussballscheiben im 11er Set.

Die Fußball-EM steht vor der Tür. Sorgen Sie schon jetzt dafür, dass Sie gut ausgerüstet sind: Mit den exklusiven Fußball-Diamantscheiben von Komet.

11 limitierte Scheiben gibt es im Set für 125,- €. Entscheiden Sie sich für 2 Sets, gibt es das original adidas® DFB-Heimtrikot gratis dazu.

Set TD2974

Die „Spielerqualitäten“ der limitierten Sonderserie:

- meisterlich vorseparieren und konturieren
- präzise schleifen
- hoher Materialabtrag

1x Set TD2974
mit 11 Diamantscheiben
zum Aktionspreis von

125,- €*

* Netto-Festpreis zzgl. ges. MwSt.
Die Aktion ist gültig bis zum 10.07.2016 und nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nur solange der Vorrat reicht. Beim Kauf von zwei Sets zum Netto-Festpreis von 250,- € zzgl. ges. MwSt. gibt es das Trikot gratis. UVP vom Hersteller adidas® DFB-Heimtrikot 71,39 € zzgl. MwSt.




gratis
nur beim Kauf
von 2 Sets



Härtetest auf Zirkonoxid bestanden.

Aufgrund der hohen Festigkeit stellen die heutigen Materialien (z. B. Lithiumdisilikat und ZrO_2) Anwender und Werkzeuge immer wieder auf eine harte Probe. Herkömmliche Diamantschleifer kommen schnell an ihre Grenzen und unterliegen starkem Verschleiß. Mit unseren ZR-Schleifern geben wir Ihnen Werkzeuge an die Hand, die diese Herausforderung tagtäglich meistern. Hochwertige Diamantkörner werden dicht und dauerhaft in einer speziellen Bindung gehalten. Das sorgt für eine verbesserte Abtragsleistung und lange Standzeit.



Tipp:

Um die Kerbwirkung durch Schleifriefen auf der ZrO_2 Oberfläche möglichst gering zu halten, sollte die bearbeitete Fläche immer mit einem Rotring Diamanten bzw. mit einem Polierer nachgearbeitet werden. Das Risiko von Mikrorissen im ZrO_2 wird dadurch reduziert.

Die Wahl der passenden Körnung wird Ihnen durch die ISO-Farbringe am Schaft angezeigt:

- grobe Körnung (grün-weißer Ring)
- normale Körnung (blau-weißer Ring)
- feine Körnung (rot-weißer Ring)




Sortimentsbeispiele:

- | | |
|---|---|
|  |  |
| ●○ ZR6807.314.016 | ●○ ZR379.314.014 |
|  |  |
| ●○ ZR6856.314.025 | ●○ ZR8863.314.014 |

CeraFusion goes World Wide Web!

Wir freuen uns, Ihnen unsere neue CeraFusion Homepage präsentieren zu können. Hier finden Sie alle Informationen und Neuigkeiten rund um das transparente Lithiumsilikat aus der Spraydose. Übersichtlich und strukturiert gelangt man mit nur wenigen Klicks zu den technischen Details, dem Anwendungsleitfaden, sowie den häufig gestellten Fragen mit den entsprechenden Antworten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Surfen.



www.cerafusion.de

Unser Kompass | Feinwerktechnik. Kompetenzfeld Frästechnik.

Mit dem Kompass für die Frästechnik verlieren Sie nie den Überblick. Nach Anwendungsgebiet und zu bearbeitenden Material – ob EM, NEM, Titan oder ZrO_2 – finden Sie auf Anhieb das perfekte Werkzeug. Der Kompass ist ein hilfreiches und dazu kostenloses „Werkzeug“, das in keinem Labor fehlen sollte. Ganz gleich, ob in der Techniker Ausbildung oder in der Weiterbildung zum Meister. Sprechen Sie mit Ihrem Komet-Fachberater.



Kompass | Feinwerktechnik
© 410795