

Compás | Puntas sónicas y ultrasónicas para tratamientos periodontales

Recomendaciones de producto e indicaciones de utilización para el consultorio



Remoción subgingival de concreciones

Superficies dentales laterales:

- Puntas sónicas: SF4L/R, SF10L/R
- Puntas sónicas **Quick**: SFQ4L/R, SFQ10L/R
- Puntas ultrasónicas **EM1**: PL1, PL2
- Puntas ultrasónicas **SI1**: PE2, PE3, PE5, PE6
- Puntas ultrasónicas **KA1**: LU64, LU65

Dientes incisivos:

- Puntas sónicas: SF4
- Puntas sónicas **Quick**: SFQ4, SF10T
- Puntas ultrasónicas **EM1**: PL3
- Puntas ultrasónicas **SI1**: PE1, 4PS
- Puntas ultrasónicas **KA1**: LU63



Tratamiento de furcaciones

- Puntas ultrasónicas **EM1**: PL4, PL5
- Puntas sónicas: SF11
- Puntas sónicas **Quick**: SFQ24L/R, SFQ26, SFQ27



Alisado radicular

- Puntas sónicas: SF10L/R/T
- Puntas sónicas **Quick**: SFQ10L/R
- Puntas ultrasónicas **EM1**: DPL3, HPL3



Conexión Sónica

REF	Figura
-----	--------

SF4.000	
SF4L.000	
SF4R.000	
SF10L.000	
SF10R.000	
SF10T.000	
SF11.000	

Las puntas sónicas pueden utilizarse:

en la pieza de mano sónica de Komet SF1LM/S, en los raspadores de la empresa. W&H (serie Proxeo® ZA-55/L/LM/M/LS y Proxeo® ST ZE-55RM/BC, serie Synea® ZA-55/L/LM/M o serie Alegra® ST ZE-55RM/BC), en la pieza de mano SONICflex™ de la empresa. KaVo (serie 2000N/L/X/LX o serie 2003N/L/X/LX), en la SIROAIR L de la empresa Sirona®

Conexión Sónica Quick

REF	Figura
-----	--------

SFQ4.000	SFQ24L.000	
SFQ4L.000	SFQ24R.000	
SFQ4R.000	SFQ26.000	
SFQ10L.000	SFQ27.000	
SFQ10R.000		

Las puntas sónicas Quick pueden utilizarse:

en la pieza de mano sónica de Komet SFQ2008L/LS, en la pieza de mano sónica SONICflex™ quick de la empresa. KaVo, serie 2008/S/L/LS

Conexión Ultrasónica EM1

REF	Figura
-----	--------

PL1.EM1	
PL2.EM1	
PL3.EM1	
PL4.EM1	
PL5.EM1	
DPL3.EM1	
HPL3.EM1	

Las puntas ultrasónicas EM1 pueden utilizarse:

en las Piezon® Master 700, Minimaster®, Minimaster® LED y MiniPiezon® de la empresa. EMS, en la Titanus® E de la empresa TEKNE DENTAL

Conexión Ultrasónica SI1

REF	Figura
-----	--------

PE1.SI1	
PE2.SI1	
PE3.SI1	
4PS.SI1	
PE5.SI1	
PE6.SI1	

Las puntas ultrasónicas SI1 pueden utilizarse:

en la Periosonic para PerioScan, SIROSONIC/L y SIRONSONIC TL de la empresa Sirona®, diseñadas para el uso en unidades de tratamiento TENEO y SINIUS

Conexión Ultrasónica KA1

REF	Figura
-----	--------

LU63.KA1	
LU64.KA1	
LU65.KA1	

Las puntas ultrasónicas pueden utilizarse:

en la PIEZOlux™ o SONOsoft/SONOsoft LUX de la empresa KaVo