



Brossette siliconée | 9486



Brossette compacte en fibres imprégnées de silicone.

La consistance de cette brosette permet de travailler sur une zone précise et faciliter l'abrasion contrôlée de la partie souhaitée de l'appareil.

La fabrication compacte de cette brosette lui confère une bonne tenue dans le temps et lui permet de garder sa forme de disque épais.

Destinée aux réglages et polissage des résines utilisées en prothèse :

- Gouttières thermoformées
- Bords de prothèses adjointes et appareils d'orthodontie
- Polissage de palais profonds de prothèses complètes.



Livrée non montée, nous conseillons d'utiliser le mandrin 305.104.080.

Vitesse optimale : \varnothing_{opt} 6.000 t/min.



9486.900.260
non montée

